


Baxter

NovaPlume

FISTULA KANÜLEN PORTFOLIO

NOVAPLUME DIALYSEKANÜLEN VON BAXTER



BESTELLANGABEN

NOVAPLUME AV KANÜLEN


ARTIKELNUMMERN		PRODUKTBEZEICHNUNG		AD DER KANÜLE (G)	LÄNGE DER KANÜLE (MM)	SCHLAUCH-LÄNGE (CM)	STERILISATION	STÜCKZAHL PRO KARTON
Arteriell	Venös	Arteriell	Venös					
955888	955889	AVF1520SR01	AVF1520SR02	15	20	15	Gammastrahlung	50
955894	955895	AVF1625SR01	AVF1625SR02	16	25	15	Gammastrahlung	50
955896	955897	AVF1615SR01	AVF1615SR02	16	15	15	Gammastrahlung	50
955898	955899	AVF1620SR01	AVF1620SR02	16	20	15	Gammastrahlung	50
955907	955908	AVF1720SR01	AVF1720SR02	17	20	15	Gammastrahlung	50



Präziser Schliff der Kanülenspitze und Silikonbeschichtung für eine präzise und sanfte Punktion.



Anhand von roten und schwarzen Markierungen am Kanülenschaft lässt sich die exakte Position der Kanülenspitze bestimmen.



Farbcodierte Flügel zeigen deutlich die Gauge-Größe der Kanüle an. Drehbarer Kanülenschaft zum exakten Positionieren der Kanülenspitze, ohne die Position der Flügel zu verändern.

Hinweise zur sicheren und sachgerechten Handhabung der hier genannten Produkte entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Deutschland