

Baxter

Plume-S

FISTULA KANÜLEN PORTFOLIO

PLUME-S

Das DEHP-freie Punktionskanülen Portfolio
für die nahezu schmerzfreie Punktion



KOMFORT FÜR PATIENTEN UND PFLEGEKRÄFTE

Unsere PLUME-S Fistula Kanülen wurden entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige Kanülen mit einer einfachen Handhabung zur Verfügung zu stellen.


SELBST KLEINSTE DETAILS

Ihrer täglichen Arbeit wurden berücksichtigt und mit Hilfe modernster Technologie eine Kanüle geschaffen, die für den Patienten fast schmerzfrei ist. Dabei können Sie aus einer breiten Palette von DEHP-freien Kanülen wählen, die rückstandsfrei sterilisiert wurden.

DAS + IN SICHERHEIT MIT **PLUME-S P+** KANÜLEN

Die Einführung der **PLUME-S P+** Kanüle mit ihrem integrierten Sicherheitsmechanismus adressiert die wachsenden Anforderungen zur Prävention von Nadelstichverletzungen bei Patienten und Pflegekräften.¹ Unsere **PLUME-S P+** Kanüle vereint die Vorteile der **PLUME-S** Punktionskanülen mit einer einfach zu handhabenden Sicherheitsfunktion für Pflegekräfte.

Ein hörbarer Klick bestätigt, dass die Kanüle sicher eingerastet ist – dies reduziert die Gefahr einer Nadelstichverletzung.¹





SANFTE PUNKTION FÜR IHRE PATIENTEN

Die präzise Schliffgeometrie, die sorgfältige Polierung und die Silikonbeschichtung ermöglichen eine sanfte Punktion.

EXAKTE POSITIONIERUNG DES ANSCHLIFFS WÄHREND DER BEHANDLUNG

Der drehbare Kanülenschaft mit zwei farbigen Markierungen erlaubt die Ausrichtung des Anschliffs während der Behandlung, ohne die Fixierung der Flügel zu beeinträchtigen.

EXTRA GROSSE FLÜGEL

Die ergonomischen Flügel ermöglichen Ihnen eine einfache und präzise Handhabung für eine eine sanfte Punktion.

POSITIONIEREN SIE EXAKT UND SICHER

Die kurze Schutzhülse erlaubt eine einfache und direkte Nadelführung.

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKTNAME		KANÜLE OD [G]	KANÜLENLÄNGE [MM]	KANÜLENROHRLÄNGE [CM]	STERILISATIONSART	STÜCKZAHL PRO KARTON
PLUME-S Kanülen						
ARTERIELL	VENÖS					
A15M15SG	V15M15SG	15	20	15	Elektronenbestrahlung	50
A16S15SG	V16S15SG	16	15	15	Elektronenbestrahlung	50
A16M15SG	V16M15SG	16	20	15	Elektronenbestrahlung	50
A16M30SG	V16M30SG	16	20	30	Elektronenbestrahlung	50
A16L15SG	V16L15SG	16	25	15	Elektronenbestrahlung	50
A17S15SG	V17S15SG	17	15	15	Elektronenbestrahlung	50
A17M15SG	V17M15SG	17	20	15	Elektronenbestrahlung	50

PLUME-S SINGLE NEEDLE KANÜLEN

UNIPUNCTURE						
Y15M10SG		15	20	10	Elektronenbestrahlung	50
Y16M10SG		16	20	10	Elektronenbestrahlung	50
Y17M10SG		17	20	10	Elektronenbestrahlung	50

PLUME-S AV-SETS

AV-SET						
AV-15M15G		15	20	15	Elektronenbestrahlung	40
AV-16M15G		16	20	15	Elektronenbestrahlung	40
AV-17M15G		17	20	15	Elektronenbestrahlung	40

PLUME-S P+ SICHERHEITS-AV-SETS

AV-SET						
AV16M15SG P+		16	20	15	Gammastrahlung	50

1. DHHS (NIOSH) Publication No. 2000-135

Für den sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch der hier aufgeführten Produkte lesen Sie bitte die entsprechende Gebrauchsanweisung.

Baxter ist eine Marke von Baxter International Inc. oder seiner Tochtergesellschaften.

DE-RC65-240001

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH
Edisonstraße 4
85716 Unterschleißheim
Tel +49 89 317 010
info_de@baxter.com
www.baxter.de